


Кроличье Моноклональное Антитело Против Her2/ErbB2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф - P04626

Артикул: CM0002338



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого HER2/ErbB2 (P04626), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ и ELISA. Идеально подходит для исследований сигнальных путей при раке и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против HER2/ErbB2
Примечания/Альтернативные названия	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Вид	Человек
GeneID	2064
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-652 человеческого HER2/ErbB2 (P04626)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИГХ-П, мультиплексная ИГХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом