

Кроличья Поликлональная Антитело Против Her2/ErbB2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P04626

Артикул: CM0021800



введение

Кроличья поликлональная антитело против HER2/ErbB2 (рецепторная тирозинкиназа), валидировано для WB, IHC-P, ELISA, реагирует с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Подходит для исследований в области онкологии и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2064
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1156-1255 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04626
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	В ледяном пакете