

Кроличья Поликлональная Антитела К Herc3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15034

Артикул: CM0030684

введение

Кроличья поликлональная антитела к HERC3 для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белками человека и мыши. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотным остаткам 1-200 человеческого HERC3 (NP_055421.1).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к HERC3
Примечания/Синонимы	HERC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8916
ID гена	8916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 1-200 человеческого HERC3 (NP_055421.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15034
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	С ледяным пакетом