


Поликлональные Антитела Против Hes1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14469

Артикул: CM0013022



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HES1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с HES1 человека, мыши и крысы, транскрипционным репрессором, участвующим в сигнальном пути Notch и развитии. Идеальны для изучения регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HES1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3280
ID гена	3280
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 90-165 человеческого HES1 (NP_005515.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14469
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом