


Кроличья Моноклональная Антитело Против Hes1 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa — Q14469

Артикул: CM0003263



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий фактор транскрипции HES1. Подходит для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IP и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным материалом. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HES1 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Вид	Человек
GeneID	3280
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 181-280 человеческого HES1 (Q14469)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14469
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет