


Поликлональное Антитело К Hes1 Кролика Для Вб, Ифа — Q14469

Артикул: CM0017461



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому фактору транскрипции HES1, валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает человеческий HES1 с перекрестной реактивностью к крысе и мыши. Подходит для исследований регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HES1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3280
GeneID	3280
Иммуноген	синтетический пептид Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 151-280 человеческого HES1 (NP_005515.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса, Мышь
SWISS	Q14469
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С холодоэлементом