


Кроличье Моноклональное Антитело Против Нех Для Wb, Elisa - Q03014

Артикул: CM0002950



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HHEX/Hex (Q03014), валидированное для WB и ELISA. Транскрипционный регулятор в WNT-сигналинге, гемопоэтической дифференцировке и переднем развитии. Идеально подходит для исследований транскрипции и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hex Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
Вид	Человек
GeneID (человек)	3087
GeneID	3087
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 человеческого Hex (Q03014)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03014
Молекулярный вес белка	30kDa
Доставка	Сумка со льдом