


## Моноклональное Антитело Кролика Anti-Неха (Альфа-Субъединица Бета-Гексозаминидазы) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P06865

Артикул: CM0006588



### введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого HEXA, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения лизосомных болезней накопления, таких как болезнь Тея — Сакса, и метаболизма гликофинголипидов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | HEXA Rabbit mAb                                                                                                                                            |
| Примечания/синоним        | TSD; HEXA                                                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 3073                                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 3073                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 368-529 человеческого HEXA. (NP_000511.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                       |
| SWISS                     | P06865                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 61 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                             |