


Анти-Hexim1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O94992

Артикул: CM0028492



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого HEXIM1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований регуляции транскрипции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEXIM1 Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10614
ID гена	10614
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-359 человеческого HEXIM1 (NP_006451.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94992
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С ледяным пакетом