

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hexim2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Mh2

Артикул: CM0018364

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого HEXIM2 (UniProt Q96MH2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Необходимый инструмент для изучения регуляции транскрипции и комплекса 7SK RNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEXIM2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L3; HEXIM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	124790
ID гена	124790
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 147-286 человеческого HEXIM2 (NP_653209.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96MH2
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	В ледяном пакете