

Поликлональные Антитела Против Гексокиназы II Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P52789

Артикул: CM0013415



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой гексокиназы II, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на гликолитический фермент HK2, подходят для исследований метаболизма и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гексокиназа II (кроличьи pAb)
Примечания/Псевдоним	HKII, HXK2, II
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3099
GeneID	3099
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-120 человеческой гексокиназы II (NP_000180.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52789
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	В ледяном пакете