

## Поликлональное Антитело Против Гексокиназы II Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P52789

Артикул: CM0014978



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой гексокиназы II (HKII/HXK2), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА; детектирует белок человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гликолиза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Гексокиназа II, кроличье pAb                                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | HKII; HXK2; Гексокиназа II                                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                              |
| ID гена                            | 3099                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческой гексокиназы II (NP_000180.2)         |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA) |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                              | P52789                                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 102 кДа                                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                    |