


Кроличья Поликлональная Антитело Против Neu1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Y5J3

Артикул: CM0024153



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого HEY1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКК и ИФА. Идеально подходит для исследований развития сердечно-сосудистой системы, сигналинга Notch и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEY1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23462
ID гена	23462
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 114–129 человеческого HEY1 (NP_001269780.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5J3
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет