

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Hey2 Для Wb, Elisa - Q9Ubp5

Артикул: CM0012867

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к HEY2 (pAb) для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирующее с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения развития сердечно-сосудистой системы, сигнального пути Notch и механизмов транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HEY2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23493
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HEY2 (NP_036391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBP5
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом