

Моноклональное Антитело Против Hfe Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q30201

Артикул: CM0002416



введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против человеческого HFE (белка наследственного гемохроматоза), валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для изучения метаболизма железа, гемохроматоза и взаимодействия с рецептором трансферрина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HFE кроличье мкАт
Примечания/алиасы	HN; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Вид	Человек
ID гена (человек)	3077
ID гена	3077
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 249-348 человеческого HFE (Q30201).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q30201
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом