

Поликлональные Антитела Anti-Hfe Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q30201

Артикул: CM0017424



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HFE (белок наследственного гемохроматоза), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Поддерживают исследования метаболизма железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HFE Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HN; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3077
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-306 человеческого HFE (NP_000401.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q30201
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом