


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Hgd Для Wb, Elisa - Q93099

Артикул: CM0003921



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого HGD (гомогентизат-1,2-диоксигеназы), для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболических заболеваний, включая алкаптонию. Специфичность обеспечена пептидным иммуногеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HGD кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	AKU; HGO; HGD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3081
GeneID	3081
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 346-445 человеческого HGD (Q93099).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q93099
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом