

Поликлональное Антитело Anti-Hgf Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P14210

Артикул: CM0014023



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого HGF. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для исследований роста гепатоцитов и передачи сигналов MET.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против HGF
Примечания/синонимы	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFNБ39; HGF
Вид	Человек
ID гена (человек)	3082
ID гена	3082
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14210
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом