


Поликлональные Антитела Против Hgfас Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q04756

Артикул: CM0018259



введение

Поликлональные антитела кролика против HGFAC для Вестерн-блоттинга и ИФА. Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HGFAC (а.о. 408–655). Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований активации HGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HGFAC Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HGFA; HGFAC
Вид	Человек
ID гена (человек)	3083
ID гена	3083
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 408–655 человеческого HGFAC (NP_001519.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04756
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет