

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Hgs Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Артикул: CM0024578



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого HGS (субстрат тирозинкиназы, регулируемый фактором роста гепатоцитов), валидированные для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для изучения эндосомальной сортировки и трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HGS кролик rAb
Примечания/Псевдоним	HRS; HGS
Вид	Человек
ID гена	9146 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14964
Молекулярный вес белка	86 кДа
Доставка	Сумка со льдом