

Кроличьё Поликлональное Антитело Anti-Hhla2 Для Wb, Ihc-P И Elisa — Q9Um44

Артикул: CM0013523

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело anti-HHLA2, валидированное для применения в WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий HHLA2, костимулирующий лиганд Т-клеток, и идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	Кроличьё поликлональное антитело к HHLA2
Примечания/псевдонимы	B7у; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	11148
GeneID	11148
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-200 человеческого HHLA2 (NP_009003.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM44
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом