


Моноклональное Антитело Против HIBADH Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P31937

Артикул: CM0007630



введение

Кроличье моноклональное антитело HIBADH, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяет 3-гидроксиизобутиратдегидрогеназу человека, мыши, крысы — митохондриальный фермент катаболизма аминокислот с разветвленной цепью. Идеально для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье mAb против HIBADH
Примечания/Альтернативные названия	NS5ATP1; HIBADH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11112
GeneID	11112
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-336 человеческого HIBADH (NP_689953.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31937
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом