


Поликлональное Антитело Против HIBADH Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P31937

Артикул: CM0024245



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HIBADH, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Митохондриальный фермент, участвующий в катаболизме аминокислот с разветвленной цепью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIBADH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5ATP1; HIBADH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11112
ID гена	11112
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-336 человеческого HIBADH (NP_689953.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31937
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом