


Анти-Hibch Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Артикул: CM0020742



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HIBCH (3-гидроксиизобутирил-КоА-гидролаза), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Митохондриальный фермент весом 43 кДа в катаболизме валина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIBCH кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	HIBYLCOAH; HIBCH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26275
ID гена	26275
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-330 человеческого HIBCH (NP_055177.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6NVY1
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом