

Кроличья Моноклональная Антитело К Hif1A Для Вб, Иф/Ик, Ифа - Q16665

Артикул: CM0011166



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого HIF1 α , валидированная для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным гомологом. Подходит для исследований гипоксии, биологии рака и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIF1 α кроличья мкАнт
Примечания/алиасы	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	3091
GeneID	3091
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q16665
Молекулярная масса белка	83 кДа/93 кДа/96 кДа
Доставка	Холодильный пакет