

Поликлональное Антитело Кролика Против Hif1A Для Вб, Игп, Иф/Икк, Ифа — Q16665

Артикул: CM0017740



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против HIF1α (человек, мышь, крыса) для вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГП), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИКК) и ИФА. Направлено против гипоксия-индуцируемого фактора 1-альфа — главного регулятора ответа на гипоксию. Доступно от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIF1α кроличье pAb
Примечания/Синонимы	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1α
Вид	Человек
ID гена (человек)	3091
ID гена	3091
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 HIF1α (NP_001521.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16665
Молекулярная масса белка	83 кДа/93 кДа/96 кДа
Доставка	Сумка-холодильник