


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hif1An/Fih-1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q9Nwt6

Артикул: CM0007746



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HIF1AN/FIH-1 (SWISS Q9NWT6). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований гипоксии и кислородного сенсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] HIF1AN/FIH-1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FIH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55662
GeneID	55662
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 человеческого HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWT6
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом