


Кроличья Поликлональная Антитела Против Hif1An/Fih1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nwt6

Артикул: CM0024166



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на HIF1AN/Fin1, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышинным белком. Подходят для изучения гипоксической сигнализации и кислородного сенсинга в исследованиях и разработке анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против HIF1AN/Fin1
Примечания/Алиасы	Fin1; HIF1AN/Fin1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55662
ID гена	55662
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 человеческого HIF1AN/Fin1 (NP_060372.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NWT6
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом