

Кроличья Поликлональная Антитело К Hif1An/Fih1 [Валидировано Методом Нокаута] Для Вб, Игг-П, Иф/Игк, Ип, Ифа - Q9Nwt6

Артикул: CM0030414



введение

Кроличье поликлональное антитело против HIF1AN (FIH1), валидированное для исследований с нокаутом генов. Подходит для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации, ИФА у человека, мыши и крысы. Направлено на аспарагингидроксилазу гипоксия-индуцируемого фактора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом нокаута] HIF1AN/FIH1 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	FIH1; H1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55662
ID гена	55662
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-349 человеческого HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWT6
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом