

Поликлональное Антитело Anti-Hif1B/Arnt Для Wb, Elisa — P27540

Артикул: CM0015920



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HIF1β/ARNT, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнальных путей гипоксии и ксенобиотиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело HIF1β/ARNT
Примечания/синонимы	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Вид	Человек
GeneID (человек)	405
GeneID	405
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 420–485 человеческого HIF1β/ARNT (NP_001659.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P27540
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом