

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hif1B/Arnt Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P27540

Артикул: CM0003327



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфично детектирующее человеческий HIF1β/ARNT (P27540), валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Идеально для изучения сигнальных путей гипоксии и ответа на диоксины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против HIF1β/ARNT
Примечания/Альтернативные названия	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Вид	Человек
GeneID	405
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 499-789 человеческого HIF-1 бета (P27540).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27540
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом