


Кроличья Поликлональная Антитело К Hif3A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y2N7

Артикул: CM0023804



введение

Кроличья поликлональная антитело против HIF3A (фактор, индуцируемый гипоксией, 3-альфа) для Вестерн-блота, IF/ICC, ELISA. Валидировано для человека, мыши, крысы. Идеально подходит для исследований гипоксии и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIF3A кроличья pAb
Примечания/алиасы	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	64344
ID гена	64344
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого HIF3A (NP_690008.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2N7
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодильный пакет