


Кроличья Поликлональная Антитело Против Higd1A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Артикул: CM0016400



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HIGD1A (HIG1, RCF1a), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Направлена на субъединицу митохондриального комплекса IV, участвующего в дыхательной цепи. Подходит для исследований гипоксии и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIGD1A кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	25994
GeneID	25994
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-93 человеческого HIGD1A (NP_054775.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y241
Молекулярная масса белка	10кДа
Доставка	Холодоильный пакет