

Поликлональные Антитела Против Hilda Для Игх-П, Ифа — Q9Y5L2

Артикул: CM0022479

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HILPDA (HIG2) для иммуногистохимии (ИГХ-П) и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований гипоксии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HILPDA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
Вид	Человек
GeneID (человек)	29923
GeneID	29923
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-63 человеческого HILPDA (NP_037464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5L2
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	Холодовой элемент