


Кроличье Моноклональное Антитело К Hint1 Для Вб, Игх-П, Иф/Ик, Ифа — P49773

Артикул: CM0002528



введение

Кроличье моноклональное антитело к HINT1 (P49773) валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и иммуноферментном анализе. Антитело детектирует HINT1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нуклеотидного метаболизма и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HINT1
Примечания/алиасы	HINT, NMN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3094
GeneID	3094
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка HINT1 (P49773)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49773
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Пакет со льдом