


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hint1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P49773

Артикул: CM0018774



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого HINT1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознаёт белок массой 14 кДа, участвующий в метаболизме нуклеотидов и транскрипционной регуляции. Подходит для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HINT1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3094
GeneID	3094
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого HINT1 (NP_005331.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49773
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Пакет со льдом