


Кроличья Поликлональная Анти-Hint1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P49773

Артикул: CM0012916



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок HINT1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения гидролиза нуклеотидных метаболитов и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HINT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3094
GeneID	3094
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого белка HINT1 (NP_005331.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49773
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом