

Поликлопальное Антитело Против Hip1 Для Wb И Elisa — 000291

Артикул: CM0029490



введение

Кроличье поликлопальное антитело, нацеленное на человеческий HIP1, идеально подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный HIP1. Поддерживает исследования клатрин-опосредованного эндоцитоза, нейродегенерации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HIP1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONgamma, HIP1
Вид	Человек
GeneID	3092
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 410-690 человеческого HIP1 (NP_005329.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлопальные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	000291
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодовой пакет