

Поликлональные Антитела Против Hip1R Для Wb, If/Icc, Elisa - O75146

Артикул: CM0016015



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против HIP1R (HIP12), валидированные для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения клатрин-зависимого эндоцитоза и трафика рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIP1R Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
Вид	Человек
GeneID (человек)	9026
GeneID	9026
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-600 человеческого HIP1R (NP_003950.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75146
Молекулярный вес белка	119кДа
Доставка	Сумка со льдом