

Анти-Hipk2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Артикул: CM0004489

введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого HIPK2, валидированный для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным образцами. Участвует в транскрипции, апоптозе и реакции на повреждение ДНК. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIPK2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PRO0593; hHIPK2; HIPK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	28996
GeneID	28996
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого HIPK2 (Q9H2X6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H2X6
Молекулярный вес белка	101Кда/128Кда/131кда
Доставка	Сумка со льдом