


Моноклональное Антитело Anti-Hira Для Wb, Elisa - P54198

Артикул: CM0011821



введение

Кроличье моноклональное антитело к белку HIRA человека, валидированное для методов вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Белок HIRA является регулятором хроматина, участвующим в независимой от репликации сборке хроматина и клеточном старении. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIRA Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Вид	Человек
GeneID (человек)	7290
GeneID	7290
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-675 HIRA человека (P54198)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54198
Молекулярная масса белка	112 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом