


Поликлональные Антитела Против Hira Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P54198

Артикул: CM0017907



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HIRA (TUP1/DGCR1), фактора сборки хроматина и транскрипционного репрессора. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими и мышиными образцами. Подходят для исследований в области эпигенетики, клеточного цикла и старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIRA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Вид	Человек
GeneID (человек)	7290
GeneID	7290
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-550 человеческого HIRA (NP_003316.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54198
Молекулярный вес белка	112 кДа
Доставка	В ледяном пакете