

Антитело Кролика Против Hirip3 (Поликлональное) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Артикул: CM0028934

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого HIRIP3, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Хистоновый шаперон, способствующий депозиции H2A-H2B на хроматин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIRIP3 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	HIRIP3
Вид	Человек
ID гена	8479
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 417-556 человеческого HIRIP3 (NP_003600.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BW71
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом