


Поликлональное Антитело Против Hist1H3D Для Wb, Ифа — Q16695 / P68431

Артикул: CM0023055



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на HIST1H3D (H3.4/H3/g), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Предсказана реакция с образцами человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для исследований хроматиновой биологии и модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HIST1H3D кроличье пАт
Примечания/Алиасы	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; HIST1H3D
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 человеческого HIST1H3D (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказана широкая реактивность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Айс-бокс