


Поликлональные Антитела К Гистаминовому Рецептору H2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P25021

Артикул: CM0016255



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого гистаминового рецептора H2 (HRH2). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают образцы человека, мыши и крысы. Подходят для исследований секреции желудочного сока и сигнализации через GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRH2 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	H2R; HN2R; HRH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3274
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150–250 человеческого HRH2 (NP_001124527.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25021
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет