

Кроличья Моноклональная Антитела Против Гистаминного H3-Рецептора (Hrh3) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации И Ифа — Q9Y5N1

Артикул: CM0004030



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому гистаминному H3-рецептору (HRH3, GPCR97). Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела к HRH3 кролика
Примечания/алиасы	HN3R; GPCR97; HRH3
Вид	Человек
ID гена (человек)	11255
ID гена	11255
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HRH3 (Q9Y5N1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5N1
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет