

Поликлональное Кроличье Антитело К Антигистаминовому Рецептору H3 (Hrh3) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y5N1

Артикул: CM0019699



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого гистаминового рецептора H3 (HRH3), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HRH3
Примечания/синонимы	HN3R, GPCR97, HRH3
Вид	Человек
GeneID	11255
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого HRH3 (NP_009163.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5N1
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом