

Поликлональное Кроличье Антитело Против Гистидин-Аммиак-Лиазы (Hal) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P42357

Артикул: CM0017754

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на гистидин-аммиак-лиазу (HAL). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма гистидина и патогенных вариантов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HAL Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HIS; HSTD; HAL
Вид	Человек
GeneID (человек)	3034
GeneID	3034
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого HAL (NP_002099.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42357
Молекулярная масса белка	73 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом