

Поликлональное Антитело К Богатому Гистидином Гликопротеину (Hrg) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04196

Артикул: CM0026174

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого богатого гистидином гликопротеина (HRG). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения механизмов коагуляции, ангиогенеза и иммунного клиренса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HRG кроличье поликлоральное антитело, pAb
Примечания/алиасы	HRPG; HRGP; THPH11; HRG
Вид	Человек
ID гена (человек)	3273
ID гена	3273
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 20-260 человеческого HRG (NP_000403.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P04196
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом