


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Histone H1.0 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P07305

Артикул: CM0009965



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий Histone H1.0 (P07305), валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ с парафиновыми срезами и ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком и белками других видов; 21 кДа; идеально подходит для исследований биологии хроматина и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб к Histone H1.0
Примечания/синонимы	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histone H1.0
Вид	Человек
GeneID (человек)	H1
GeneID	3005
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Histone H1.0 (P07305).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, другие виды (предположительно широкий спектр)
SWISS	P07305
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом